

Grande coupe menstruelle

EAN: 8437009517956 FABRICANTE: GENUINE



La coupe menstruelle Véritable est entièrement fabriquée en silicone sanitaire, elle est donc totalement hypoallergénique et s'adapte complètement à votre anatomie, vous offrant jusqu'à 12 heures de protection maximale sans gêne et sans vous rendre compte que vous la portez. A son utilisation, il permet de faire du sport, voire de nager avec.

LA DESCRIPTION

Taille 1 Small (S) : femmes n'ayant pas accouché par voie vaginale

Taille 2 Large (M) : femmes ayant accouché par voie vaginale.

Mode d'emploi

Comment utiliser la coupe menstruelle ?

Stérilisez les coupes avant et après chaque menstruation. Lavez-vous soigneusement les mains pour éviter les infections puisque les coupes sont insérées à l'intérieur du vagin. Pliez la coupe et insérez-la. Cela peut se faire assis, debout, accroupi ou à genoux. Ci-dessous vous trouverez les deux possibilités dans lesquelles il peut être plié pour faciliter l'insertion. Retirez-le dans un délai maximum de 8 à 12 heures, videz le contenu et nettoyez-le à l'eau. Réinsérez la tasse.

Qu'est-ce qu'une coupe menstruelle ?

Pour toutes les femmes qui souhaitent une vie beaucoup plus longue... CONFORTABLE - SÛR - MODERNE - SIMPLE - ÉCOLOGIQUE - ÉCONOMIQUE - HYGIÈNE La coupe menstruelle est un récipient médical en silicone qui s'insère à l'intérieur du vagin (comme un tampon) pour les menstruations, s'adaptant à les parois vaginales à tout moment, quel que soit le mouvement que nous effectuons, et collecte tout le flux à l'intérieur de la cupule. Vous pouvez porter la cup à l'intérieur jusqu'à 12 heures sans vous inquiéter (en fonction de votre flux). Et son utilisation est illimitée, puisque vous pouvez l'enlever et le remettre autant de fois que vous le souhaitez. Il s'utilise quotidiennement tout au long du cycle. Oui, oui TOUT le cycle, vous pouvez donc l'utiliser la nuit sans problème, vous pouvez dormir paisiblement et paisiblement. Ensuite, il vous suffit de le stériliser avec de l'eau bouillante et de le conserver dans son sac en coton jusqu'à vos prochaines règles. Avec lui, vous éliminez pendant la vie les tampons, les serviettes, les protège-slips, les odeurs, les taches, les pertes, les soucis...

