

Coppetta mestruale Organic Care taglia S

EAN: 8432984001124 FABRICANTE: MASMI



La coppetta mestruale è un'alternativa naturale all'uso di tamponi e assorbenti. La sua funzione è quella di raccogliere i liquidi del ciclo mestruale e la sua applicazione è molto simile a quella degli assorbenti interni.

DESCRIPCIÓN

Quali sono le caratteristiche delle coppette mestruali Masmi?

- Bordi arrotondati per un inserimento e una rimozione fluidi.
- Sistema brevettato di fori di aspirazione di forma conica: prevengono le perdite e facilitano l'aspirazione e la pulizia.
- Fondo tazza con rilievo antiscivolo.
- Maniglia di estrazione dalla forma speciale che facilita la presa

Perché usare la coppetta mestruale masmi?

- Comodo. Non ti accorgerai di averlo addosso e potrai usarlo di giorno, di notte e per fare sport.
- Riutilizzabile e riciclabile.
- Protezione fino a 12 ore. Puoi indossare la coppetta mestruale fino a 12 ore prima di svuotarla, sempre in base al tuo flusso.
- Realizzato con TPE di grado medico.
- Ipoallergenico.

Realizzato senza silicone, lattice, BPA e ftalati.

Come posizionare la coppetta mestruale?

All'inizio la coppetta mestruale può sembrare complicata, ma ti consigliamo di prenderti il tempo per imparare. Praticare l'inserimento e la rimozione corretti è essenziale, ma una volta perfezionata la tecnica, scoprirai che è un'opzione molto semplice e comoda.



Coppetta mestruale Organic Care taglia S

EAN: 8432984001124 FABRICANTE: MASMI



- Lavati bene le mani e mettili in una posizione comoda.
- È ora di piegare la tazza. Ci sono 2 opzioni:

A ? Premi insieme i lati del vetro e poi piega il vetro a metà per formare una forma a "U".
B ? Posiziona un dito sul bordo superiore della tazza e premi verso l'interno per formare un triangolo.

- Piegare la coppetta e tenerla con una mano, con l'altra mano separare le labbra vaginali e inserire la coppetta verso il coccige o la base della colonna vertebrale.
- Per verificare che il vetro sia posizionato correttamente, ruotarlo di 360°, tenendolo per la base (sopra la maniglia). La tazza dovrebbe ruotare con completa facilità se posizionata correttamente.

Come posso sapere la mia taglia?

Scegliere la misura giusta della coppetta mestruale è una cosa che preoccupa chi la prova per la prima volta, ma trovarla è la cosa più semplice del mondo! La coppetta mestruale Masmí è disponibile in 3 misure che si adattano alle diverse fasi della donna:

• Coppetta mestruale taglia S

Per le donne di età inferiore a 18 anni e che non hanno rapporti sessuali regolari.

- Capacità: 17 ml.
- Diametro: 40 mm.
- Lunghezza totale: 63 mm.

• Coppetta mestruale taglia M

Per le donne sotto i 25 anni che non hanno avuto figli mediante parto vaginale.



Coppetta mestruale Organic Care taglia S

EAN: 8432984001124 **FABRICANTE:** MASMI



- Capacità: 25 ml.
- Diametro: 43 mm.
- Lunghezza totale: 67 mm.

• Coppetta mestruale taglia L

Per le donne di età superiore ai 25 anni o che hanno avuto figli con parto vaginale.

- Capacità: 30 ml.
- Diametro: 46 mm.
- Lunghezza totale: 67 mm.

