

## Coppetta mestruale Femicup n.2 taglia M

EAN: 8437009881989    FABRICANTE: SILVESTRE



*Femicup è una coppetta mestruale che nasce per essere l'alternativa naturale e sana ad assorbenti e assorbenti, oltre ad essere rispettosa dell'ambiente non producendo rifiuti dopo il periodo di utilizzo.*

### DESCRIPCIÓN

#### Cos'è la FemiCup?

Femicup è una coppetta mestruale che nasce per essere l'alternativa naturale e sana ad assorbenti e assorbenti, oltre ad essere rispettosa dell'ambiente non producendo rifiuti dopo il periodo di utilizzo.

La coppetta mestruale FEMICUP è un'alternativa facile, sicura, ecologica ed economica all'uso degli assorbenti. Dura fino a 7 anni. Realizzato in silicone medico al 100%. È ipoallergenico e può essere utilizzato da tutte le donne.

Il modo di utilizzare Femicup è semplice: introduci Femicup durante i giorni di flusso. Non permea, lo trattiene solo all'interno e poi lo elimina. Non intacca la mucosa, né lascia alcun tipo di residuo dopo l'uso che possa alterare il sistema urinario.

Le coppette mestruali sono utilizzate da più di 75 anni e non sono mai state associate a casi di sindrome da shock tossico (TSS).

FemiCup è risparmio, pulizia e comodità.

#### Questi sono alcuni dei vantaggi della coppetta mestruale Femicup

- Risparmiare.
- La FemiCup garantisce un perfetto utilizzo per almeno 5 anni. Immagina tutti i risparmi derivanti dall'acquisto di assorbenti e tamponi durante quel periodo.
- Facile da usare. Puoi utilizzare femicup ovunque sia necessario, poiché una volta inserita non è completamente più visibile.
- Furia.
- Previene secchezza e candidosi. L'uso regolare della coppetta mestruale Femicup ha effetti benefici sulla salute prevenendo la secchezza associata agli assorbenti.



## Coppetta mestruale Femicup n.2 taglia M

EAN: 8437009881989 FABRICANTE: SILVESTRE



### Come utilizzare la coppetta mestruale Femicup

- Prima del primo utilizzo, sterilizzare la tazza in acqua bollente per 2-3 minuti.
- Prima di maneggiare la coppetta FEMICUP lavarsi accuratamente le mani. Per facilitare l'inserimento, lubrificare con acqua o lubrificante a base d'acqua.
- Piega la coppetta per ridurre il volume e orientala con l'apertura rivolta verso la vagina. Puoi introdurlo seduto, in piedi o accovacciato.
- I tuoi muscoli interni manterranno la coppetta FEMICUP nella posizione corretta, troverai la posizione giusta praticando e conoscendo la tua anatomia. A differenza dell'assorbente, la coppetta rimane sul fondo della vagina, non così in basso da risultare scomoda, nemmeno quando ci si siede.
- Per inserire la coppetta all'interno, girala con attenzione o passaci sopra il dito.
- Inclina la vagina all'indietro, quindi semplicemente spingere indietro la coppetta e muoverla su e giù ti aiuterà a trovare la posizione giusta.

### Durante il periodo

- Pulirsi le mani prima di rimuovere la coppetta. Se non riuscite ad afferrarlo completamente, tirate con attenzione l'appendice e premete la parte inferiore per rompere il vuoto, piegandola allo stesso modo di quando la inserite. Non cercare di tirare solo l'appendice.
- Svuota la tazza 2-4 volte al giorno. Può essere utilizzato di notte, ma non più di 12 ore consecutive.
- Non è necessario togliere la coppetta quando si va in bagno, ma è consigliabile verificarne la posizione dopo essersi liberati.
- Se la coppetta FEMICUP si trova nella parte superiore della vagina, rilassa i muscoli e prova a prenderla con le dita. Lo squat scivolerà più facilmente.
- Versare il contenuto nel water. Lavare la tazza con acqua calda e sapone e reinserirla. Usa un sapone delicato e senza alcol.

### Dopo il periodo

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241115  
<https://bio-farma.es/acquistare/ff/silvestre/coppetta-mestruale-femicup-n-2-taglia-m>



## Coppetta mestruale Femicup n.2 taglia M

**EAN:** 8437009881989    **FABRICANTE:** SILVESTRE



- 
- Lavare accuratamente la coppetta dopo l'ultimo utilizzo del periodo. Sterilizzare in acqua bollente per 2-3 minuti.
  - Conservare la coppetta FEMICUP all'interno della sua busta in un luogo ventilato. Non conservare in un contenitore ermetico o in un sacchetto di plastica.

