

## Organic Care Menstruationstasse Größe M

EAN: 8432984001131    FABRICANTE: MASMI



Die Menstruationstasse ist eine natürliche Alternative zur Verwendung von Tampons und Binden. Seine Funktion besteht darin, die Flüssigkeit aus Ihrer Periode aufzufangen, und seine Anwendung ist der von Tampons sehr ähnlich.

### DESCRIPCIÓN

#### Was sind die Merkmale der Masmí-Menstruationstassen?

- Abgerundete Kanten für reibungsloses Einführen und Entfernen.
- Patentiertes System konischer Sauglöcher: Sie verhindern Leckagen und erleichtern das Absaugen und Reinigen mit dem Vakuum.
- Tassenboden mit rutschfestem Relief.
- Speziell geformter Extraktionsgriff, der das Halten erleichtert

#### Warum die Masmí-Menstruationstasse verwenden?

- Komfortabel. Sie werden nicht merken, dass Sie es tragen, und Sie können es tagsüber, nachts und beim Sport verwenden.
- Wiederverwendbar und recycelbar.
- Schutz bis zu 12 Stunden. Sie können die Menstruationstasse bis zu 12 Stunden lang tragen, bevor Sie sie entleeren, immer abhängig von Ihrem Blutfluss.
- Hergestellt aus medizinischem TPE.
- Hypoallergen.

Hergestellt ohne Silikon, Latex, BPA und Phthalate.

#### Wie platziere ich die Menstruationstasse?

Die Menstruationstasse mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, wir empfehlen jedoch, sich die Zeit zu nehmen, sie zu erlernen. Es ist wichtig, das richtige Einführen und Entfernen zu üben, aber sobald Sie die Technik perfektioniert haben, werden Sie feststellen, dass es sich um eine sehr einfache und komfortable Option handelt.



## Organic Care Menstruationstasse Größe M

EAN: 8432984001131    FABRICANTE: MASMI



- Waschen Sie Ihre Hände gründlich und nehmen Sie eine bequeme Position ein.
- Es ist Zeit, den Becher zu falten. Es gibt 2 Möglichkeiten:

**A** ? Drücken Sie die Seiten des Glases zusammen und falten Sie es dann in zwei Hälften, um eine ?U?-Form zu bilden.

**B** ? Legen Sie einen Finger auf den oberen Rand des Bechers und drücken Sie ihn nach innen, um ein Dreieck zu bilden.

- Falten Sie die Tasse und halten Sie sie mit einer Hand fest. Mit der anderen Hand trennen Sie die Schamlippen und führen die Tasse in Richtung des Steißbeins oder der Basis der Wirbelsäule ein.
- Um zu überprüfen, ob das Glas richtig positioniert ist, drehen Sie es um 360° und halten Sie es dabei an der Basis (über dem Griff). Bei richtiger Positionierung sollte sich der Becher völlig leicht drehen lassen.

### Wie kann ich meine Größe wissen?

Die richtige Größe der Menstruationstasse zu finden, ist für diejenigen, die sie zum ersten Mal ausprobieren, ein Grund zur Sorge, aber es ist die einfachste Sache der Welt, sie zu finden! Die Masmí-Menstruationstasse ist in 3 Größen erhältlich, die sich an die verschiedenen Stadien der Frau anpassen:

- **Menstruationstasse Größe S**

Für Frauen unter 18 Jahren, die keinen regelmäßigen Geschlechtsverkehr haben.

- Fassungsvermögen: 17 ml.
- Durchmesser: 40 mm.
- Gesamtlänge: 63 mm.



## Organic Care Menstruationstasse Größe M

EAN: 8432984001131    FABRICANTE: MASMI



### • Menstruationstasse Größe M

Für Frauen unter 25 Jahren, die keine Kinder durch vaginale Entbindung bekommen haben.

- Fassungsvermögen: 25 ml.
- Durchmesser: 43 mm.
- Gesamtlänge: 67 mm.

### • Menstruationstasse Größe L

Für Frauen über 25 Jahre oder Frauen, die vaginal entbunden haben.

- Fassungsvermögen: 30 ml.
- Durchmesser: 46 mm.
- Gesamtlänge: 67 mm.

