

Femicup menstruatiecup n 1 maat S

EAN: 8437009881972 FABRICANTE: SILVESTRE



Femicup is een menstruatiecup die is geboren als het natuurlijke en gezonde alternatief voor maandverband en tampons, en bovendien milieuvriendelijk is omdat er na de gebruikperiode geen afval ontstaat.

DESCRIPCIÓN

Wat is FemiCup?

Femicup is een menstruatiecup die is geboren als het natuurlijke en gezonde alternatief voor maandverband en tampons, en bovendien milieuvriendelijk is omdat er na de gebruikperiode geen afval ontstaat.

De FEMICUP menstruatiecup is een gemakkelijk, veilig, ecologisch en economisch alternatief voor het gebruik van tampons. Gaat tot 7 jaar mee. Gemaakt van 100% medische siliconen. Het is hypoallergeen en kan door alle vrouwen worden gebruikt.

De manier waarop u Femicup gebruikt is eenvoudig: u introduceert Femicup tijdens flowdagen. Het dringt niet door, het houdt het alleen binnenin vast en elimineert het vervolgens. Het tast het slijmvlies niet aan en laat na gebruik ook geen resten achter die de urinewegen zouden kunnen veranderen.

Menstruatiecups worden al meer dan 75 jaar gebruikt en zijn nooit in verband gebracht met gevallen van toxisch shocksyndroom (TSS).

FemiCup staat voor besparing, netheid en comfort.

Dit zijn enkele voordelen van de Femicup menstruatiecup

- Geld besparen.
- De FemiCup garandeert minimaal 5 jaar perfect gebruik. Stel je eens voor hoeveel besparingen je in die tijd zou kunnen besparen als je maandverband en tampons zou kopen.
- Makkelijk te gebruiken. Je kunt femicup overal gebruiken wanneer dat nodig is, aangezien het, eenmaal geïntroduceerd, volledig niet meer zichtbaar is.
- Woede.
- Voorkomt uitdroging en candidiasis. Regelmatig gebruik van de Femicup menstruatiecup heeft gunstige gezondheidseffecten doordat het uitdroging door tampons voorkomt.



Femicup menstruatiecup n 1 maat S

EAN: 8437009881972 FABRICANTE: SILVESTRE



Hoe gebruikt u de Femicup menstruatiecup?

- Steriliseer de beker vóór het eerste gebruik gedurende 2-3 minuten in kokend water.
- Was uw handen zorgvuldig voordat u de FEMICUP-cup vastpakt. Om het inbrengen te vergemakkelijken, smeren met water of glijmiddel op waterbasis.
- Vouw de cup om het volume te verkleinen en richt hem met de opening naar boven richting uw vagina. Je kunt hem zittend, staand of gehurkt introduceren.
- Je interne spieren houden de FEMICUP cup in de juiste positie, je zult de juiste positie vinden door te oefenen en je anatomie te kennen. In tegenstelling tot een tampon blijft de cup op de bodem van de vagina, niet zo laag dat het oncomfortabel is, zelfs niet bij het zitten.
- Om de cup erin te passen, draait u hem voorzichtig of gaat u er met uw vinger omheen.
- Kantel uw vagina naar achteren, zodat u door de cup gewoon weer naar binnen te duwen en op en neer te bewegen de juiste positie kunt vinden.

Tijdens de periode

- Maak uw handen schoon voordat u de cup verwijdert. Als u het niet helemaal kunt vastpakken, trek dan voorzichtig aan het aanhangsel en druk op het onderste gedeelte om het vacuüm te verbreken, waarbij u het op dezelfde manier buigt als bij het inbrengen. Probeer niet alleen de appendix te trekken.
- Leeg de beker 2-4 keer per dag. Het kan 's nachts worden gebruikt, maar niet langer dan 12 uur achter elkaar.
- Het is niet nodig om de cup te verwijderen als u naar het toilet gaat, maar het is wel raadzaam om na het ontlasten de positie ervan te controleren.
- Als de FEMICUP-cup zich bovenaan de vagina bevindt, ontspan dan uw spieren en probeer deze met uw vingers op te pakken. Hurken zal gemakkelijker glijden.
- Giet de inhoud in de toiletpot. Was de beker met warm zeepsop en plaats hem opnieuw. Gebruik een milde, alcoholvrije zeep.

Na de periode

- Was de cup grondig na het laatste gebruik van de menstruatie. Steriliseer in kokend water gedurende 2-3 minuten.



Femicup menstruatiecup n 1 maat S

EAN: 8437009881972 **FABRICANTE:** SILVESTRE



- Bewaar de FEMICUP-cup in het zakje op een geventileerde plaats. Niet bewaren in een luchtdichte verpakking of plastic zak.

