

FFP2 ZWART NR MASKER 2 EENHEDEN

EAN: 8425402731888 **FABRICANTE:** TEELMASK



FFP2 Teelmask-masker. De kleur zwart. Geschikt om te helpen beschermen tegen COVID19 en Monkeypox. Filtratie masker. Samenstelling: 100% polypropyleen. Ademhalingsbescherming tegen deeltjes, vaste en vloeibare aerosolen. 2 eenheden in elke papiercontainer.

DESCRIPCIÓN

Dit masker is gemaakt met 4 lagen niet-geweven stof:

- Buitenlaag - Polypropyleen spingebonden
- Tweede laag - Polypropyleen Meltblown
- Derde laag - Hydrofoob polypropyleen spunlace
- Binnenlaag - Polypropyleen spingebonden

Het heeft 1 metalen neusclip van 5 mm breed en 88 mm lang.

Het heeft geen uitademventiel.

Het heeft aan elke kant een latexvrije elastische strook van 165 mm lang.

Minimale deeltjesfiltratiesnelheid is 95%

Het heeft een lage weerstand tegen inademing, omdat de werking mechanisch en elektrostatic is.

De vervaldatum is 2 jaar vanaf de productiedatum die op de verpakking staat.

Voldoet aan de geharmoniseerde Europese norm EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

Hoe te gebruiken:

1. Open de papieren zak en haal het masker eruit.
2. Plaats het masker over uw gezicht en bedek uw neus en mond volledig. De neusklem moet op uw neus rusten.
3. Houd het masker met één hand op uw kin. Trek aan de tape en plaats deze achter je oor.
4. Pas de neusklem met beide handen aan uw neus aan en zorg ervoor dat de randen van het masker direct contact maken met uw gezicht.
5. Voer een pasvorm-lektest uit om te controleren of u het masker correct heeft opgezet. Bedek het masker met beide handen en adem krachtig uit. Als u lekken via de randen opmerkt, plaatst u het masker opnieuw op uw gezicht, stelt u de neusklem opnieuw af of past u de spanning van de banden aan. Herhaal dit proces totdat er geen lek meer wordt gedetecteerd.



FFP2 ZWART NR MASKER 2 EENHEDEN

EAN: 8425402731888 **FABRICANTE:** TEELMASK



Aandacht:

- NR-apparatuur mag niet voor meer dan één dienst worden gebruikt. Maximaal 8 uur.
- Gebruik volgens de aanbevelingen van de fabrikant en volg de etiketteringsinstructies.
- Dit is geen medisch product. Niet steriel.
- Deze maskers leveren geen zuurstof.

Voorzichtigheid:

- Niet gebruiken in atmosferen met een lage zuurstofconcentratie of in slecht geventileerde ruimtes.
- De aanwezigheid van speciale gelaatstrekken, overvloedig haar of een bril kunnen een correcte pasvorm van het masker verhinderen.
- Verwijderd houden van warmtebronnen.

Product vervaardigd in Spanje.

