

Coupe Menstruelle Organic Care Taille L

EAN: 8432984001148 FABRICANTE: MASMI



La coupe menstruelle est une alternative naturelle à l'utilisation de tampons et serviettes. Sa fonction est de collecter le liquide de vos règles et son application est très similaire à celle des tampons.

LA DESCRIPTION

Quelles sont les caractéristiques des coupes menstruelles Masmí ?

- Bords arrondis pour une insertion et un retrait en douceur.
- Système breveté de trous d'aspiration de forme conique : ils évitent les fuites et facilitent l'aspiration et le nettoyage.
- Base de tasse avec relief antidérapant.
- Poignée d'extraction de forme spéciale qui facilite la prise en main

Pourquoi utiliser la coupe menstruelle masmi ?

- Confortable. Vous ne remarquerez pas que vous le portez et vous pourrez l'utiliser de jour comme de nuit et pour faire du sport.
- Réutilisable et recyclable.
- Protection jusqu'à 12 heures. Vous pouvez porter la coupe menstruelle jusqu'à 12 heures avant de la vider, toujours en fonction de votre flux.
- Fabriqué en TPE de qualité médicale.
- Hypoallergénique.

Fabriqué sans silicone, latex, BPA et phtalates.

Comment placer la coupe menstruelle ?

La coupe menstruelle peut paraître compliquée au premier abord, mais nous recommandons de prendre le temps de s'apprendre. Il est essentiel de pratiquer une insertion et un retrait appropriés, mais une fois que vous aurez perfectionné la technique, vous constaterez que c'est une option très simple et confortable.



Coupe Menstruelle Organic Care Taille L

EAN: 8432984001148 FABRICANTE: MASMI



- Lavez-vous bien les mains et installez-vous dans une position confortable.
- Il est temps de plier la tasse. Il y a 2 options :

A ? Appuyez sur les côtés du verre l'un contre l'autre, puis pliez le verre en deux pour former un « U ».
B ? Placez un doigt sur le bord supérieur de la tasse et appuyez vers l'intérieur pour former un triangle.

- Pliez la coupe et tenez-la d'une main, de l'autre main écartez les lèvres vaginales et insérez la coupe vers le coccyx ou la base de la colonne vertébrale.
- Pour vérifier que le verre est correctement positionné, faites-le pivoter à 360° en le tenant par la base (au-dessus de la poignée). La coupelle devrait tourner complètement facilement si elle est correctement positionnée.

Comment puis-je connaître ma taille ?

Trouver la bonne taille de coupe menstruelle est quelque chose qui inquiète celles qui l'essaient pour la première fois, mais la trouver est la chose la plus simple au monde ! La coupe menstruelle Masmi est disponible en 3 tailles qui s'adaptent aux différents stades de la femme :

• Coupe menstruelle taille S

Pour les femmes de moins de 18 ans et qui n'ont pas de relations sexuelles régulières.

- Capacité : 17 ml.
- Diamètre : 40 mm.
- Longueur totale : 63 mm.

• Coupe menstruelle taille M



Coupe Menstruelle Organic Care Taille L

EAN: 8432984001148 **FABRICANTE:** MASMI



Pour les femmes de moins de 25 ans qui n'ont pas eu d'enfants par accouchement vaginal.

- Capacité : 25 ml.
- Diamètre : 43 mm.
- Longueur totale : 67 mm.

• Coupe menstruelle taille L

Pour les femmes de plus de 25 ans ou ayant eu des enfants par accouchement vaginal.

- Capacité : 30 ml.
- Diamètre : 46 mm.
- Longueur totale : 67 mm.

