

## Coupe menstruelle Femicup n°1 taille S

EAN: 8437009881972    FABRICANTE: SILVESTRE



*Femicup est une coupe menstruelle née pour être l'alternative naturelle et saine aux serviettes et tampons, en plus d'être respectueuse de l'environnement en ne produisant pas de déchets après la période d'utilisation.*

### LA DESCRIPTION

#### Qu'est-ce que la FemiCup ?

Femicup est une coupe menstruelle née pour être l'alternative naturelle et saine aux serviettes et tampons, en plus d'être respectueuse de l'environnement en ne produisant pas de déchets après la période d'utilisation.

La coupe menstruelle FEMICUP est une alternative facile, sûre, écologique et économique à l'utilisation de tampons. Dure jusqu'à 7 ans. Fabriqué à 100% en silicone médical. Il est hypoallergénique et peut être utilisé par toutes les femmes.

La manière d'utiliser Femicup est simple : vous introduisez Femicup lors des journées de flow. Il ne pénètre pas, il le retient seulement à l'intérieur puis l'élimine. Il n'affecte pas la muqueuse et ne laisse aucun type de résidu après utilisation qui pourrait altérer le système urinaire.

Les coupes menstruelles sont utilisées depuis plus de 75 ans et n'ont jamais été associées à des cas de syndrome de choc toxique (SCT).

FemiCup, c'est économie, propreté et confort.

#### Voici quelques-uns des avantages de la coupe menstruelle Femicup

- Économiser de l'argent.
- La FemiCup garantit une utilisation parfaite pendant au moins 5 ans. Imaginez toutes les économies réalisées en achetant des serviettes et des tampons pendant cette période.
- Facile à utiliser. Vous pouvez utiliser la femicup n'importe où lorsque cela est nécessaire, car une fois introduite, elle n'est plus du tout visible.
- Fureur.
- Prévient la sécheresse et la candidose. L'utilisation régulière de la coupe menstruelle Femicup a des



## Coupe menstruelle Femicup n°1 taille S

EAN: 8437009881972    FABRICANTE: SILVESTRE



effets bénéfiques sur la santé en évitant la sécheresse liée aux tampons.

### Comment utiliser la coupe menstruelle Femicup

- Avant la première utilisation, stérilisez la tasse dans de l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes.
- Avant de manipuler la cup FEMICUP, lavez-vous soigneusement les mains. Pour faciliter l'insertion, lubrifier avec de l'eau ou un lubrifiant à base d'eau.
- Pliez la coupe pour réduire le volume et orientez-la avec l'ouverture vers le haut vers votre vagin. Vous pouvez l'introduire assis, debout ou accroupi.
- Vos muscles internes maintiendront la cup FEMICUP dans la bonne position, vous trouverez la bonne position en pratiquant et en connaissant votre anatomie. Contrairement à un tampon, la coupe reste au fond du vagin, pas si bas qu'elle soit inconfortable, même en position assise.
- Pour insérer la tasse à l'intérieur, tournez-la soigneusement ou passez votre doigt autour.
- Inclinez votre vagin vers l'arrière, donc il suffit de repousser la coupe et de la déplacer de haut en bas pour vous aider à trouver la bonne position.

### Pendant la période

- Nettoyez-vous les mains avant de retirer la tasse. Si vous ne parvenez pas à le saisir complètement, tirez délicatement l'appendice et appuyez sur la partie inférieure pour briser le vide, en le pliant de la même manière que lors de son insertion. N'essayez pas de tirer uniquement l'appendice.
- Videz la tasse 2 à 4 fois par jour. Il peut être utilisé la nuit, mais pas plus de 12 heures d'affilée.
- Il n'est pas nécessaire de retirer la tasse pour aller aux toilettes, mais il est conseillé de vérifier sa position après s'être soulagé.
- Si la cupule FEMICUP se trouve en haut du vagin, détendez vos muscles et essayez de la saisir avec vos doigts. S'accroupir glissera plus facilement.
- Versez le contenu dans la cuvette des toilettes. Lavez la tasse avec de l'eau chaude savonneuse et réinsérez-la. Utilisez un savon doux et sans alcool.

Prix valables sauf modifications sur notre site internet. (IVA/TVA) incluse. Doc. Version bf-trf-G-20241116  
<https://bio-farma.es/acheter/ff/silvestre/coupe-menstruelle-femicup-n-deg-1-taille-s>



## Coupe menstruelle Femicup n°1 taille S

**EAN:** 8437009881972    **FABRICANTE:** SILVESTRE



### Après la période

- Lavez soigneusement la cup après la dernière utilisation des règles. Stériliser dans l'eau bouillante pendant 2-3 minutes.
- Conserver la cupule FEMICUP à l'intérieur de son sachet dans un endroit aéré. Ne pas conserver dans un contenant hermétique ou un sac en plastique.

Prix valables sauf modifications sur notre site internet. (IVA/TVA) incluse. Doc. Version bf-trf-G-20241116  
<https://bio-farma.es/acheter/ff/silvestre/coupe-menstruelle-femicup-n-deg-1-taille-s>

<https://bio-farma.es> - [info@bio-farma.es](mailto:info@bio-farma.es)

C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252  
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain

 +34 696 79 77 77

