

## MASQUE FFP2 NOIR NR 2 PC

EAN: 8425402731888 FABRICANTE: TEELMASK



Masque de protection FFP2. Couleur noire. Convient pour aider à protéger contre COVID19 et Monkeypox. Masque filtrant. Composition : 100% Polypropylène. protection respiratoire contre les particules, les aérosols solides et liquides. 2 unités dans chaque contenant en papier.

### LA DESCRIPTION

Ce masque est composé de 4 couches de tissu non tissé :

- Couche extérieure - Polypropylène Spunbond
- Deuxième couche - Meltblown Polypropylène
- Troisième couche - Polypropylène hydrophobe Spunlace
- Couche intérieure - Polypropylène Spunbond
- 

Il a 1 pince-nez en métal de 5 mm de large et 88 mm de long.

Il n'a pas de soupape d'expiration.

Il a une sangle élastique sans latex de chaque côté, de 165 mm de long.

Le taux minimum de filtration des particules est de 95%

Il a une faible résistance à l'inhalation, car son action est mécanique et électrostatique.

La date d'expiration est de 2 ans à compter de la date de fabrication imprimée sur l'emballage.

Conforme à la norme européenne harmonisée EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

### Mode d'emploi:

1. Ouvrez le sac en papier et sortez le masque.
2. Placez le masque sur le visage en couvrant complètement le nez et la bouche. Le pince-nez doit s'adapter sur le nez.
3. Tenez le masque avec une main sur votre menton. Tirez le ruban adhésif et placez-le derrière votre oreille.
4. Ajustez le pince-nez à votre nez avec les deux mains, en vous assurant que les bords du masque sont en contact direct avec votre visage.
5. Effectuez un test d'étanchéité pour vérifier que vous avez correctement mis le masque. Couvrez le masque avec 2 mains et expirez avec force. Si vous détectez des fuites sur les bords, repositionnez le masque sur le visage, réajustez le pince-nez ou ajustez la tension du harnais. Répétez ce



## MASQUE FFP2 NOIR NR 2 PC

EAN: 8425402731888

FABRICANTE: TEELMASK



processus jusqu'à ce qu'aucune fuite ne soit détectée.

### Attention:

- L'équipement NR ne doit pas être utilisé pendant plus d'un quart de travail. Maximum 8 heures.
- Utiliser selon les recommandations du fabricant, en suivant les instructions sur l'étiquette.
- Ceci n'est pas un appareil médical. Non stérile.
- Ces masques ne fournissent pas d'oxygène.

### Mise en garde:

- Ne pas utiliser dans des atmosphères à faible concentration en oxygène ou dans des zones mal ventilées.
- La présence de traits faciaux particuliers, de cheveux abondants ou de lunettes peut empêcher un ajustement correct du masque.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur.

Produit fabriqué en Espagne.

