

Femicup Menstruationstasse Nr. 1 Größe S

EAN: 8437009881972 **FABRICANTE:** SILVESTRE



Femicup ist eine Menstruationstasse, die als natürliche und gesunde Alternative zu Binden und Tampons konzipiert wurde und zudem umweltfreundlich ist, da nach der Nutzungsdauer kein Abfall entsteht.

DESCRIPCIÓN

Was ist FemiCup?

Femicup ist eine Menstruationstasse, die als natürliche und gesunde Alternative zu Binden und Tampons konzipiert wurde und außerdem umweltfreundlich ist, da nach der Nutzungsdauer kein Abfall entsteht.

Die FEMICUP Menstruationstasse ist eine einfache, sichere, ökologische und wirtschaftliche Alternative zur Verwendung von Tampons. Hält bis zu 7 Jahre. Hergestellt aus 100 % medizinischem Silikon. Es ist hypoallergen und kann von allen Frauen verwendet werden.

Die Anwendung von Femicup ist einfach: Sie führen Femicup während der Flow-Tage ein. Es dringt nicht ein, sondern hält es nur im Inneren und scheidet es dann aus. Es greift die Schleimhaut nicht an und hinterlässt nach der Anwendung keinerlei Rückstände, die das Harnsystem beeinträchtigen könnten.

Menstruationstassen werden seit mehr als 75 Jahren verwendet und wurden nie mit Fällen des toxischen Schocksyndroms (TSS) in Verbindung gebracht.

FemiCup steht für Ersparnis, Sauberkeit und Komfort.

Dies sind einige der Vorteile der Femicup-Menstruationstasse

- Geld sparen.
- Der FemiCup garantiert eine einwandfreie Nutzung für mindestens 5 Jahre. Stellen Sie sich die Ersparnisse vor, die der Kauf von Binden und Tampons in dieser Zeit mit sich bringt.
- Einfach zu verwenden. Sie können femicup bei Bedarf überall verwenden, da es nach dem Einführen überhaupt nicht mehr sichtbar ist.
- Wut.
- Verhindert Trockenheit und Candidiasis. Die regelmäßige Verwendung der Femicup-Menstruationstasse wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus, indem sie der mit Tampons verbundenen Trockenheit vorbeugt.

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/besorgen/f/silvestre/femicup-menstruationstasse-nr-1-grosze-s>



Femicup Menstruationstasse Nr. 1 Größe S

EAN: 8437009881972 FABRICANTE: SILVESTRE



So verwenden Sie die Femicup-Menstruationstasse

- Sterilisieren Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch 2-3 Minuten lang in kochendem Wasser.
- Waschen Sie Ihre Hände sorgfältig, bevor Sie den FEMICUP-Becher anfassen. Um das Einführen zu erleichtern, schmieren Sie es mit Wasser oder Gleitmittel auf Wasserbasis.
- Falten Sie den Becher, um das Volumen zu verringern, und richten Sie ihn so aus, dass die Öffnung nach oben in Richtung Ihrer Vagina zeigt. Sie können es im Sitzen, Stehen oder Hocken einführen.
- Ihre inneren Muskeln halten die FEMICUP-Pfanne in der richtigen Position. Sie werden die richtige Position finden, indem Sie üben und Ihre Anatomie kennen. Im Gegensatz zu einem Tampon bleibt die Tasse am Boden der Vagina und nicht so tief, dass sie beim Hinsetzen unbequem ist.
- Um den Becher hineinzupassen, drehen Sie ihn vorsichtig oder fahren Sie mit dem Finger darüber.
- Neigen Sie Ihre Vagina nach hinten. Wenn Sie also einfach die Tasse wieder hineinschieben und auf und ab bewegen, finden Sie die richtige Position.

Während der Phase

- Reinigen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Tasse abnehmen. Wenn Sie es nicht vollständig fassen können, ziehen Sie vorsichtig am Fortsatz und drücken Sie auf den unteren Teil, um das Vakuum zu brechen. Biegen Sie ihn dabei auf die gleiche Weise wie beim Einführen. Versuchen Sie nicht, nur den Blinddarm zu ziehen.
- Leeren Sie den Becher 2-4 Mal am Tag. Es kann nachts verwendet werden, jedoch nicht länger als 12 Stunden am Stück.
- Es ist nicht notwendig, die Tasse abzunehmen, wenn Sie auf die Toilette gehen. Es ist jedoch ratsam, nach dem Toilettengang die Position zu überprüfen.
- Wenn sich der FEMICUP-Cup oben in der Vagina befindet, entspannen Sie Ihre Muskeln und versuchen Sie, ihn mit den Fingern aufzunehmen. Beim Hocken gleitet es leichter.
- Gießen Sie den Inhalt in die Toilettenschüssel. Waschen Sie den Becher mit heißem Seifenwasser und setzen Sie ihn wieder ein. Verwenden Sie eine milde, alkoholfreie Seife.

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/besorgen/f/silvestre/femicup-menstruationstasse-nr-1-grosze-s>



Femicup Menstruationstasse Nr. 1 Größe S

EAN: 8437009881972 **FABRICANTE:** SILVESTRE



Nach der Periode

- Waschen Sie die Tasse nach dem letzten Gebrauch der Periode gründlich aus. 2-3 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren.
- Bewahren Sie den FEMICUP-Becher in seinem Beutel an einem belüfteten Ort auf. Nicht in einem luftdichten Behälter oder einer Plastiktüte aufbewahren.

