

Tires Reactives 25 Unitats

EAN: 8425402
247761

FABRICANTE: ALKANATUR



Set de 25 tires per al mesurament del pH.

DESCRIPCIÓ

Tires reactives pH corporal

25 unitats

Es recomana **mesurar el pH o bé a través de l'orina o de la saliva, sempre en dejú** i l'ideal és fer-ho dos o tres dies seguits i fer-ne la mitjana.

Es recomana mullar durant uns 15 segons la tira reactiva, bé a la saliva o orina, comparar-la amb l'escala de colors que ve a la caixa de les tires reactives. El color que s'aproximi més a l'escala de color de la caixa és el mesurament real.

El **valor ideal de pH seria entre 6.75 i 7.25 en orina i entre 7.0 i 7.5 en saliva**.

Escala de color:

