

Copa Menstrual Organic Care Talla S

EAN: 8432984001124 FABRICANTE: MASMI



La copa menstrual és una alternativa natural a l'ús de tampons i compreses. La seva funció és recollir el fluid del teu període i la seva aplicació és molt similar a la dels tampons.

DESCRIPCIÓ

Quines són les característiques de les copes menstruals Masmí?

- Vores arrodonides per a una col·locació i extracció suau.
- Sistema patentat d'orificis de succió amb forma cònica: prevenen les fuites i faciliten el buit per a la seva extracció i neteja.
- Base de la copa amb relleu antilliscant.
- Tirador d'extracció amb forma especial que en facilita la subjecció

Per què utilitzar la copa menstrual masmí?

- Còmoda. No notaràs que la portes i la pots utilitzar per al dia, la nit i per fer esport.
- Reutilitzable i reciclable.
- Protecció fins a 12h. Pots portar la copa menstrual fins a un màxim de 12 hores abans de buidar-la, sempre depenent del teu flux.
- Fabricada amb TPE de Grau Mèdic.
- Hipoal·lèrgica.

Fabricada sense silicona, làtex, BPA i ftalats.

Com col·locar la copa menstrual?

La copa menstrual pot semblar complicada al principi, però us recomanem prendre't el temps necessari per aprendre. Practicar la inserció i extracció adequades és fonamental, però un cop perfeccions la tècnica, trobaràs que és una opció molt fàcil i còmoda.



Copa Menstrual Organic Care Talla S

EAN: 8432984001124 FABRICANTE: MASMI



- Renta't bé les mans i adopta una posició còmoda.
- És moment de fer el plec a la copa. Hi ha 2 opcions:

A ? Pressiona els costats de la copa fins ajuntar-los i després doblega la copa per la meitat formant una 'U'.

B ? Col·loca un dit sobre la vora superior de la copa i prem cap a dins per formar un triangle.

- Doblega la copa i subjecta-la amb una mà, amb l'altra mà separa els llavis vaginals i introdueix la copa en direcció al còccix o base de la columna vertebral.
- Per comprovar que la copa ha quedat ben col·locada gira-la 360º agafant-la per la base (damunt del tirador). La copa ha de girar completament amb facilitat si està ben col·locada.

Com puc saber la meva talla?

Encertar la talla de la copa menstrual és una cosa que preocupa els qui la proven per primera vegada, però trobar-la és el més fàcil de món! La copa menstrual Masmi està disponible en 3 talles que s'adaptin a les diferents etapes de la dona:

• Copa menstrual talla S

Per a dones menors de 18 anys i que no mantenen relacions sexuals habitualment.

- Capacitat: 17 ml.
- Diàmetre: 40 mm.
- Longitud total: 63 mm.

• Copa menstrual talla M



Copa Menstrual Organic Care Talla S

EAN: 8432984001124 **FABRICANTE:** MASMI



Per a dones menors de 25 anys que no han tingut fills per part vaginal.

- Capacitat: 25 ml.
- Diàmetre: 43 mm.
- Longitud total: 67 mm.

• Copa menstrual talla L

Per a dones més grans de 25 anys o que han tingut fills per part vaginal.

- Capacitat: 30 ml.
- Diàmetre: 46 mm.
- Longitud total: 67 mm.

