

MASCARETA FFP2 BLANCA NR 2 UD

EAN: 8425402731871 **FABRICANTE:** TEELMASK



Mascareta FFP2 Teelmask. Color blanc. Adequada per ajudar a protegir contra la COVID19 i la Verola del Mico. Mascareta de filtració. Composició: 100% Polipropilè. protecció respiratòria contra partícules, aerosols sòlids i líquids. 2 unitats a cada envàs de paper.

DESCRIPCIÓ

Aquesta mascareta està fabricada amb 4 capes de Teixit sense teixir:

- Capa externa - Spunbond de Polipropilè
- Segona capa - Meltblown de Polipropilè
- Tercera capa - Spunlace de Polipropilè Hidròfob
- Capa interior - Spunbond de Polipropilè

Disposa de 1 pinça metàl·lica nasal de 5 mm d'amplada i 88 mm de llarg.

No té una vàlvula d'exhalació.

Té tira elàstica sense làtex a cada costat, de 165 mm de llarg.

La taxa de filtració de partícules mínima és del 95%

Té una baixa resistència a la inhalació, ja que la seva acció és mecànica i electrostàtica.

La data de caducitat és de 2 anys des de la data de fabricació que figura impresa a l'embolcall.

Compleix la Norma Harmonitzada Europea EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

Instruccions d'ús:

1. Obriu la bossa de paper i traieu la màscara.
2. Col·loqueu la màscara sobre la cara, cobrint totalment el nas i la boca. El clip nasal ha de quedar sobre el nas.
3. Agafeu la màscara amb una mà sobre la barbata. Estireu la cinta i col·loqueu-la darrere l'orella.
4. Ajusteu el clip nasal al nas amb les dues mans i assegureu-vos que les vores de la màscara estan en contacte directe amb la cara.
5. Feu una prova d'ajust-fugida per comprovar que s'ha posat la màscara de forma correcta. Cobreixi la màscara amb les 2 mans i exhali'l amb força. Si detecteu fuites a través de les vores, modifiqueu la posició de la màscara sobre la cara, reajusteu el clip nasal o ajusteu la tensió de les cintes de subjecció. Repetiu aquest processa fins que no detecti cap fugida.



MASCARETA FFP2 BLANCA NR 2 UD

EAN: 8425402731871 **FABRICANTE:** TEELMASK



Atenció:

- Els equips NR no s'han de fer servir en més d'un torn de treball. Màxim 8 hores.
- Usar sota les recomanacions del fabricant, seguint les instruccions de l'etiquetatge.
- Aquest no és un producte sanitari. No està esterilitzat.
- Aquestes màscares no aporten oxigen.

Precaució:

- No fer servir en atmosferes amb baixa concentració d'oxigen o zones poc ventilades.
- La presència de característiques facials especials, borbolls abundants o ulleres pot impedir un correcte ajustament de la màscara.
- Mantenir allunyada de fonts de calor.

Producte fabricat a Espanya.

