

## Copo Menstrual Grande

EAN: 8437009517956 FABRICANTE: GENUINE



*O copo menstrual Genuine é feito inteiramente de silicone higiênico, por isso é totalmente hipoalergênico e se adapta totalmente à sua anatomia, proporcionando até 12 horas de proteção máxima sem desconforto e sem perceber que o está usando. É muito fácil de usar. .de uso, permite praticar esportes, inclusive nadar com ele.*

### DESCRIPCIÓN

Tamanho 1 Pequeno (S): mulheres que não deram à luz vaginalmente

Tamanho 2 Grande (M): mulheres que deram à luz por via vaginal.

### Instruções de uso

#### Como você usa o copo menstrual?

Esterilize os copos antes e depois de cada menstruação. Lave bem as mãos para evitar infecções, pois os copos são inseridos dentro da vagina. Dobre o copo e insira-o. Pode ser feito sentado, em pé, agachado ou ajoelhado. Abaixo estão as duas possibilidades em que pode ser dobrado para facilitar a inserção. Retire em no máximo 8-12 horas, esvazie o conteúdo e lave com água. Reinsira o copo.

#### O que é um copo menstrual?

Para todas as mulheres que querem uma vida muito mais...CONFORTÁVEL - SEGURO - MODERNO - SIMPLES - ECOLÓGICO - ECONÔMICO - HIGIENE O copo menstrual é um recipiente médico de silicone que é inserido dentro da vagina (como um tampão) para a menstruação, adaptando-se a as paredes vaginais em todos os momentos, independentemente do movimento que fazemos, e coleta todo o fluxo dentro do copo. Você pode usar o copo por dentro por até 12 horas sem se preocupar (dependendo do seu fluxo). E tem uso ilimitado, pois você pode retirá-lo e colocá-lo quantas vezes quiser, sendo usado diariamente durante todo o ciclo. Sim, sim o ciclo TODO, então você pode usar à noite sem problemas, você pode dormir tranquilo e tranquilo. Depois é só esterilizar com água fervente e guardar no saquinho de algodão até a próxima menstruação. Com ele você elimina por vida os tampões, os absorventes, os protetores de calcinha, os odores, as manchas, as perdas, as preocupações...

