

Copo Menstrual Organic Care Tamanho L

EAN: 8432984001148 FABRICANTE: MASMI



O copo menstrual é uma alternativa natural ao uso de tampões e absorventes. Sua função é coletar o líquido da menstruação e sua aplicação é muito semelhante à dos absorventes internos.

DESCRIPCIÓN

Quais são as características dos copos menstruais Masmi?

- Bordas arredondadas para inserção e remoção suaves.
- Sistema patenteado de orifícios de sucção em formato cônico: evitam vazamentos e facilitam a extração e limpeza a vácuo.
- Base do copo com relevo antiderrapante.
- Alça de extração com formato especial que facilita o manuseio

Por que usar o copo menstrual masmi?

- Confortável. Você não notará que o está usando e poderá usá-lo para o dia, a noite e para praticar esportes.
- Reutilizável e reciclável.
- Proteção até 12 horas. Você pode usar o copo menstrual por até 12 horas antes de esvaziá-lo, sempre dependendo do seu fluxo.
- Feito com TPE de grau médico.
- Hipoalergênico.

Fabricado sem silicone, látex, BPA e ftalatos.

Como colocar o copo menstrual?

O copo menstrual pode parecer complicado no início, mas recomendamos dedicar algum tempo para aprender. Praticar a inserção e remoção adequadas é essencial, mas depois de aperfeiçoar a técnica, você descobrirá que é uma opção muito fácil e confortável.



Copo Menstrual Organic Care Tamanho L

EAN: 8432984001148 FABRICANTE: MASMI



- Lave bem as mãos e fique em uma posição confortável.
- É hora de dobrar o copo. Existem 2 opções:

A - Pressione as laterais do copo e dobre-o ao meio para formar um 'U'.

B ? Coloque um dedo na borda superior do copo e pressione para dentro para formar um triângulo.

- Dobre o copo e segure-o com uma mão, com a outra separe os lábios vaginais e insira o copo em direção ao cóccix ou base da coluna.
- Para verificar se o vidro está bem posicionado, gire-o 360º, segurando-o pela base (acima da alça). O copo deve girar facilmente se for posicionado corretamente.

Como posso saber meu tamanho?

Acertar o tamanho do copo menstrual é algo que preocupa quem experimenta pela primeira vez, mas encontrá-lo é a coisa mais fácil do mundo! O copo menstrual Masmi está disponível em 3 tamanhos que se adaptam às diferentes fases da mulher:

• Copo menstrual tamanho S

Para mulheres menores de 18 anos e que não mantêm relações sexuais regularmente.

- Capacidade: 17 ml.
- Diâmetro: 40 mm.
- Comprimento total: 63 mm.

• Copo menstrual tamanho M

Para mulheres com menos de 25 anos que não tiveram filhos por parto vaginal.



Copo Menstrual Organic Care Tamanho L

EAN: 8432984001148 **FABRICANTE:** MASMI



- Capacidade: 25 ml.
- Diâmetro: 43 mm.
- Comprimento total: 67 mm.

• Copo menstrual tamanho L

Para mulheres com mais de 25 anos ou que tiveram filhos por parto vaginal.

- Capacidade: 30 ml.
- Diâmetro: 46 mm.
- Comprimento total: 67 mm.

