

Copo menstrual Femicup n 1 tamanho S

EAN: 8437009881972 FABRICANTE: SILVESTRE



O Femicup é um copo menstrual que nasceu para ser a alternativa natural e saudável aos absorventes e absorventes internos, além de ser ecologicamente correto por não produzir resíduos após o período de uso.

DESCRIPCIÓN

O que é FemiCup?

O Femicup é um copo menstrual que nasceu para ser a alternativa natural e saudável aos absorventes e absorventes internos, além de ser ecologicamente correto por não produzir resíduos após o período de uso.

O copo menstrual FEMICUP é uma alternativa fácil, segura, ecológica e económica à utilização de tampões. Dura até 7 anos. Feito de silicone 100% médico. É hipoalergênico e pode ser usado por todas as mulheres.

A forma de usar o Femicup é simples: você introduz o Femicup durante os dias de fluxo. Não permeia, apenas retém em seu interior e depois elimina. Não afeta a mucosa nem deixa nenhum tipo de resíduo após o uso que possa alterar o sistema urinário.

Os copos menstruais são usados há mais de 75 anos e nunca foram associados a casos de síndrome do choque tóxico (SST).

FemiCup é economia, limpeza e conforto.

Estas são algumas das vantagens do copo menstrual Femicup

- Economizar.
- O FemiCup garante uma utilização perfeita durante pelo menos 5 anos. Imagine toda a economia na compra de absorventes e absorventes internos durante esse período.
- Fácil de usar. Você pode usar o femicup em qualquer lugar quando necessário, pois uma vez introduzido, ele não fica mais visível.
- Fúria.
- Previne ressecamento e candidíase. O uso regular do copo menstrual Femicup tem efeitos benéficos

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
https://bio-farma.es/comprar_pt/f/silvestre/copo-menstrual-femicup-n-1-tamanho-s



Copo menstrual Femicup n 1 tamanho S

EAN: 8437009881972 **FABRICANTE:** SILVESTRE



à saúde, evitando o ressecamento associado aos absorventes internos.

Como usar o copo menstrual Femicup

- Antes da primeira utilização, esterilize o copo em água fervente por 2-3 minutos.
- Antes de manusear o copo FEMICUP lave bem as mãos. Para facilitar a inserção, lubrifique com água ou lubrificante à base de água.
- Dobre o copo para reduzir o volume e oriente-o com a abertura voltada para cima, em direção à vagina. Você pode apresentá-lo sentado, em pé ou agachado.
- Seus músculos internos manterão o copo FEMICUP na posição correta, você encontrará a posição correta praticando e conhecendo sua anatomia. Ao contrário do tampão, o copo fica no fundo da vagina, não tão baixo a ponto de ser desconfortável, nem mesmo sentado.
- Para encaixar o copo dentro, gire-o com cuidado ou passe o dedo em volta dele.
- Incline a vagina para trás, então basta empurrar o copo para dentro e movê-lo para cima e para baixo para ajudá-lo a encontrar a posição correta.

Durante o período

- Limpe as mãos antes de retirar o copo. Caso não consiga agarrá-lo completamente, puxe com cuidado o apêndice e pressione a parte inferior para quebrar o vácuo, dobrando-o da mesma forma que ao inseri-lo. Não tente puxar apenas o apêndice.
- Esvazie o copo 2 a 4 vezes ao dia. Pode ser usado à noite, mas não mais que 12 horas seguidas.
- Não é necessário retirar o copo ao ir ao banheiro, mas é aconselhável verificar sua posição após fazer as necessidades.
- Se o copo FEMICUP estiver na parte superior da vagina, relaxe os músculos e tente pegá-lo com os dedos. O agachamento deslizará com mais facilidade.
- Despeje o conteúdo no vaso sanitário. Lave o copo com água quente e sabão e insira-o novamente. Use um sabonete neutro sem álcool.



Copo menstrual Femicup n 1 tamanho S

EAN: 8437009881972 **FABRICANTE:** SILVESTRE



Depois do período

- Lave bem o copo após o último uso do período. Esterilize em água fervente por 2-3 minutos.
- Manter o copo FEMICUP dentro de sua bolsa em local ventilado. Não guarde em um recipiente hermético ou saco plástico.

