

## MÁSCARA BRANCA FFP2 NR 2 UNIDADE

**EAN:** 8425402731871 **FABRICANTE:** TEELMASK



*Máscara FFP2. Cor branca. Adequado para ajudar a proteger contra COVID19 e Monkeypox. Máscara de filtragem. Composição: 100% Polipropileno. proteção respiratória contra partículas, aerossóis sólidos e líquidos. 2 unidades em cada recipiente de papel.*

### DESCRIPCIÓN

Esta máscara é feita com 4 camadas de tecido não tecido:

- Camada externa - Polipropileno Spunbond
- Segunda camada - Polipropileno Meltblown
- Terceira camada - Spunlace de polipropileno hidrofóbico
- Camada interna - Polipropileno Spunbond

Possui 1 clipe nasal de metal com 5 mm de largura e 88 mm de comprimento.

Não possui válvula expiratória.

Possui uma tira elástica sem látex em cada lado, com 165 mm de comprimento.

A taxa mínima de filtragem de partículas é de 95%

Possui baixa resistência à inalação, pois sua ação é mecânica e eletrostática.

O prazo de validade é de 2 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Cumpre a Norma Europeia Harmonizada EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

### Modo de emprego:

1. Abra o saco de papel e retire a máscara.
2. Coloque a máscara sobre o rosto, cobrindo completamente o nariz e a boca. O clipe nasal deve ficar apoiado em seu nariz.
3. Segure a máscara com uma mão no queixo. Puxe a fita e coloque-a atrás da orelha.
4. Ajuste o clipe nasal ao nariz com as duas mãos e certifique-se de que as bordas da máscara estejam em contato direto com o rosto.
5. Faça um teste de vazamento para verificar se você colocou a máscara corretamente. Cubra a máscara com as duas mãos e expire com força. Se notar vazamentos nas bordas, reposicione a máscara no rosto, reajuste o clipe nasal ou ajuste a tensão das tiras. Repita este processo até que nenhum vazamento seja detectado.



## MÁSCARA BRANCA FFP2 NR 2 UNIDADE

**EAN:** 8425402731871    **FABRICANTE:** TEELMASK



### Atenção:

- Os equipamentos NR não devem ser utilizados em mais de um turno de trabalho. Máximo 8 horas.
- Use de acordo com as recomendações do fabricante, seguindo as instruções do rótulo.
- Este não é um produto médico. Não estéril.
- Essas máscaras não fornecem oxigênio.

### Cuidado:

- Não utilize em atmosferas com baixa concentração de oxigênio ou áreas mal ventiladas.
- A presença de características faciais especiais, cabelos abundantes ou óculos podem impedir o ajuste correto da máscara.
- Manter afastado de fontes de calor.

Produto fabricado na Espanha.

