

Menskopp S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



Gaia Cup är en behållare gjord av 100% hypoallergen medicinsk silikon som förs in i slidan under din mens för att samla upp menstruationsflödet.

DESCRIPCIÓN

Funktioner i Gaia Cup Mens Cup

- ? Tillverkad av 100 % hypoallergen medicinsk silikon, som garanterar pH-balans och inte torkar ut slidväggarna.
- ? Kapacitet på 25 till 30 ml (x3 vanliga tamponger). Skyddar dig upp till 12 timmar!
- ? En Gaia Cup håller mellan 7 och 10 år och blir billigare än bindor eller tamponger efter den fjärde månaden.
- ? Noll avfall.

STORLEKSGUIDE

Storlek S/M

Jag är mellan 12 och 30 år och har inte haft någon vaginal förlossning.

Storlek L

Jag är över 30 år och/eller har haft en vaginal förlossning.

Hur använder man Gaia Cup menskopp?

- Innan du använder Gaia Cup, sterilisera den i 3 minuter i kokande vatten och tvätta händerna.
- Kontrollera att vakuumsughålen inte är blockerade och vik koppen på längden.
- Slappna av i musklerna och för in koppen snett mot botten. Släpp den så att den öppnar sig och fäster vid slidväggarna.
- Efter 5-12 timmar (beroende på ditt flöde), ta bort koppen. Dra i handtaget, du kan använda slidans



Menskopp S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



muskler för att trycka på det och driva ut det.

- Håll innehållet i koppen i toaletten, skölj den med vatten och byt ut den.

