

FFP2 SVART NR MASK 2 ENHETER

EAN: 8425402731888 **FABRICANTE:** TEELMASK



FFP2 Teelmask mask. Svart färg. Lämplig för att skydda mot COVID19 och Monkeypox. Filtreringsmask. Sammansättning: 100% polypropen. Andningsskydd mot partiklar, fasta och flytande aerosoler. 2 enheter i varje pappersbehållare.

DESCRIPCIÓN

Denna mask är gjord med 4 lager av non-woven:

- Ytterskikt - Polypropylene Spunbond
- Andra lagret - Polypropen Smältblåst
- Tredje lagret - Hydrofob polypropen spunspets
- Innerskikt - Polypropylene Spunbond

Den har 1 näsklämma i metall 5 mm bred och 88 mm lång.

Den har ingen utandningsventil.

Den har en latexfri elastisk remsa på varje sida, 165 mm lång.

Minsta partikelfiltreringshastighet är 95 %

Den har låg motståndskraft mot inandning, eftersom dess verkan är mekanisk och elektrostatisk.

Utgångsdatumet är 2 år från tillverkningsdatumet tryckt på förpackningen.

Uppfyller den harmoniserade europeiska standarden EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

Hur man använder:

1. Öppna papperspåsen och ta ut masken.
2. Placera masken över ditt ansikte, helt täcker din näsa och mun. Näsklämman ska vila på din näsa.
3. Håll masken med ena handen på hakan. Dra i tejpens och placera den bakom örat.
4. Justera näsklämman till din näsa med båda händerna och se till att kanterna på masken är i direkt kontakt med ditt ansikte.
5. Gör ett passform-läckagetest för att kontrollera att du har satt på masken korrekt. Täck masken med båda händerna och andas ut kraftigt. Om du märker läckor genom kanterna, placera om masken i ansiktet, justera näsklämman eller justera spänningen på remmarna. Upprepa denna process tills ingen läcka upptäcks.

Uppmärksamhet:



FFP2 SVART NR MASK 2 ENHETER

EAN: 8425402731888 **FABRICANTE:** TEELMASK



- NR-utrustning bör inte användas för mer än ett arbetsskift. Max 8 timmar.
- Använd enligt tillverkarens rekommendationer och följ märkningsanvisningarna.
- Detta är inte en medicinsk produkt. Inte steril.
- Dessa masker ger inte syre.

Varning:

- Använd inte i atmosfärer med låg syrekonzentration eller dåligt ventilerade områden.
- Närvaron av speciella ansiktsdrag, rikligt hår eller glasögon kan förhindra en korrekt passform av masken.
- Håll borta från värmekällor.

Produkt tillverkad i Spanien.

