

Copa Menstrual S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



La Gaia Cup es un recipiente hecho de silicona médica 100% hipoalergénica que se inserta en la vagina durante el período para recolectar el flujo menstrual.

DESCRIPCIÓN

Características de la Copa menstrual Gaia Cup

- Fabricada con silicona médica 100% hipoalergénica, lo que garantiza el equilibrio de pH y no reseca las paredes vaginales.
- Capacidad de 25 a 30 ml (x3 tampones regulares). ¡Te protege hasta 12 horas!
- Una Gaia Cup dura entre 7 y 10 años y se convierte en más económico que las compresas o tampones a partir del cuarto mes.
- Cero residuos.

GUÍA DE TALLAS

Tamaño S / M

Tengo entre 12 y 30 años y no he tenido un parto vaginal.

Talla L

Soy mayor de 30 años y/o he tenido un parto vaginal.

¿Cómo utilizar la copa menstrual Gaia Cup?

- Antes de usar la Gaia Cup esterilízala durante 3 minutos en agua hirviendo y lávate las manos.



Copa Menstrual S/M 25 ml

EAN: 769602441290

FABRICANTE: GAIA CUP



- Comprueba que los agujeros de succión para efecto vacío no están obstruidos y dobla la copa longitudinalmente.
- Relaja los músculos e introduce la copa oblicuamente hacia el fondo. Suéltala para que se abra y se adhiera a las paredes vaginales.
- Después de 5-12 horas (según tu flujo), retira la copa. Tira del tirador, puedes utilizar los músculos de la vagina para presionarla y expulsarla.
- Vierte el contenido de la copa en el WC, enjuágala con agua y vuelve a colocarla.

