

MASCARILLA FFP2 BLANCA NR 2 UD

EAN: 8425402731871 **FABRICANTE:** TEELMASK



Mascarilla FFP2 Teelmask. Color Blanca. Adecuada para ayudar a proteger contra la COVID19 y la Viruela del Mono. Mascarilla de filtración. Composición: 100% Polipropileno. protección respiratoria contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos. 2 unidades en cada envase de papel.

DESCRIPCIÓN

Esta mascarilla está fabricada con 4 capas de Tejido sin tejer:

- Capa externa - Spunbond de Polipropileno
- Segunda capa - Meltblown de Polipropileno
- Tercera capa - Spunlace de Polipropileno Hidrófobo
- Capa interior - Spunbond de Polipropileno

Dispone de 1 Pinza metálica nasal de 5 mm de ancho, y 88 mm de largo.

No tiene válvula de exhalación.

Tiene tira elástica sin látex en cada lado, de 165 mm de largo.

La tasa de filtración de partículas mínima es del 95%

Tiene una baja resistencia a la Inhalación, ya que su acción es mecánica y electrostática.

La fecha de caducidad es de 2 años desde la fecha de fabricación que figura impresa en el envoltorio.

Cumple la Norma Armonizada Europea EN 149:2001+A1:2009.

CE0370.

Modo de empleo:

1. Abra la bolsa de papel y saque la mascarilla.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara, cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las 2 manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



MASCARILLA FFP2 BLANCA NR 2 UD

EAN: 8425402731871 **FABRICANTE:** TEELMASK



Atención:

- Los equipos NR no deben usarse en más de un turno de trabajo. Máximo 8 horas.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- Este no es un producto sanitario. No estéril.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.

Precaución:

- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

Producto fabricado en España.

