

## Gel Vaisselle Automatique Biobel 1 Litre

**EAN:** 8421427065618 **FABRICANTE:** JABONES BELTRAN



*Automatic Dishwashing Gel est un détergent pour lave-vaisselle automatique, qui ne contient ni parfum ni allergènes, et dégraisse très efficacement.*

### LA DESCRIPTION

#### Qu'est-ce que le Gel Vaisselle Automatique Biobel et à quoi sert-il ?

Le Gel Vaisselle Biobel est un puissant détergent sans parfum, spécialement formulé pour laver les ustensiles en lave-vaisselle automatique. Ce gel est enrichi en savon naturel, qui a une grande capacité à dégraisser et ne contient pas d'allergènes.

Grâce à sa formule efficace, il parvient à éliminer même les saletés les plus difficiles, laissant la vaisselle, les verres et les récipients en plastique complètement propres.

Le gel vaisselle Biobel est composé d'ingrédients d'origine végétale et ne contient pas de phosphonates, d'EDTA ou d'ingrédients éthoxylés d'origine animale. En effet, 98,04% des ingrédients utilisés dans ce produit sont d'origine naturelle.

De plus, le Gel Vaisselle Biobel est certifié par ECOCERT Greenlife comme détergent naturel.

#### Quelle est la composition du Gel Vaisselle Automatique Biobel ?

- >30 % d'eau ;
- 15-30% : séquestrant, glycérine ;
- <5% : tensioactifs non ioniques
- Alcool végétal
- épaississant
- Savon d'origine végétale.

#### Comment utiliser le Gel Vaisselle Automatique Biobel ?

Entrez 20 ml pour 1 linge normalement sale à pleine charge et 25 ml pour de la vaisselle très sale. Enlevez les débris alimentaires de votre vaisselle et de vos couverts. Chargez le lave-vaisselle conformément aux instructions du fabricant et vérifiez périodiquement que le filtre est propre. Mettez le produit dans le





## Gel Vaisselle Automatique Biobel 1 Litre

**EAN:** 8421427065618    **FABRICANTE:** JABONES BELTRAN



---

compartiment à lessive et fermez-le. Il est recommandé d'utiliser un programme de lavage normal (50-60°C). Utilisez le sel et le produit de rinçage Biobel dans les zones d'eau moyenne et dure (> 150 ppm de CaCo3). Ne pas laver avec des ustensiles incompatibles tels que porcelaine, argent, antiadhésif et autres.

Prix valables sauf modifications sur notre site internet. (IVA/TVA) incluse. Doc. Version bf-trf-G-20241218  
<https://bio-farma.es/acheter/f/jabones-beltran/gel-vaisselle-automatique-biobel-1-litre>

<https://bio-farma.es> - [info@bio-farma.es](mailto:info@bio-farma.es)

C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252  
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain

 +34 696 79 77 77

