



EAN: 8429007048822 **FABRICANTE:** LAVIGOR

GF Regenhial Concentrate est un concentré revitalisant et régénérant intensif de facteurs de croissance d'origine biotechnologique.

LA DESCRIPTION

À quoi sert le concentré GF Regenhial de Lavigor ?

GF Regenhial Concentrate de Lavigor est un concentré à usage professionnel spécialement indiqué pour traiter efficacement les manifestations du vieillissement cutané causées par le manque de stimulation et d'activation cellulaire, telles que le manque de fermeté et d'élasticité, la peau terne et sans vie, les rides, le relâchement, la flaccidité, le manque de densité cutanée et vergetures. GF Regenhial Concentrate de Lavigor a une formulation idéale pour être appliqué avec des dispositifs de micro-aiguilletage, tels que Dermapunt et Dermastick, et des techniques médicales esthétiques spécifiques pour introduire des principes actifs, ainsi que dans les traitements de peeling chimique, favorisant l'effet régénérant et régénérant.

Quelle est la composition du GF Regenhial Concentrate de Lavigor ?

GF Regenhial Concentrate de Lavigor est composé de facteurs de croissance : stimulateurs et activateurs cellulaires, régénérateurs et réparateurs, d'acide hyaluronique : hydratant et redensifiant, et d'acide folique fermenté, qui stimule la régénération cellulaire.

Comment utiliser GF Regenhial Concentrate de lavigor ?

GF Regenhial Concentrate de Lavigor doit être appliqué uniformément et favoriser son absorption. Appliqué avec Dermapunt ou Dermastick, répartir uniformément sur la peau immédiatement avant d'appliquer le dispositif de microneedling. Appliqué dans les traitements de peeling chimique, répartir uniformément après la phase de neutralisation.

En tant que produit à usage domestique, appliquer 2 fois par jour, avant le soin quotidien anti-âge.

