

Salvia baume pour les gencives 30 ml

EAN: 4001638088060 FABRICANTE: WELEDA



Salvia Gel est un gel rafraîchissant doux qui a été conçu pour soigner et renforcer les gencives sensibles. Ce gel est une solution parfaite après le brossage, car il protège et apaise les gencives délicates, les rendant plus résistantes. En plus de procurer une agréable sensation de fraîcheur en bouche grâce à sa saveur de menthe.

LA DESCRIPTION

A quoi sert Weleda Sauge Gel ?

Ce gel est un produit doux et rafraîchissant qui s'utilise après le brossage pour protéger et apaiser les gencives délicates, les rendant plus résistantes. Contient des extraits de plantes médicinales telles que la sauge et la camomille, qui aident à régénérer les tissus de la bouche. Ce gel est particulièrement bénéfique pour les femmes enceintes, les bébés qui font leurs dents, les fumeurs et les porteurs de prothèses dentaires. De plus, il aide à soulager les irritations buccales, à régénérer les tissus endommagés et à réduire la mauvaise haleine.

Quels sont les bienfaits du gel Weleda Salvia ?

Le gel de Salvia apaise et protège les gencives délicates, les renforçant dans le processus. Il est particulièrement recommandé aux femmes enceintes, aux bébés qui font leurs dents, aux fumeurs et aux utilisateurs de prothèses dentaires, car il aide à prendre soin de leurs gencives efficacement. De plus, il convient aux coeliaques, ce qui en fait une option sûre pour les personnes atteintes de cette maladie.

Quels sont les ingrédients du Gel à la Sauge Weleda ?

- Eau
- Alcool
- glycérine
- Gomme xanthane (émulsifiant et stabilisant naturel)
- Extrait de feuille de sauge : Les feuilles de sauge sont une riche source d'huile essentielle de sauge, de tanins, de substances amères et de flavonoïdes. Il a des propriétés astringentes.
- Extrait de fleur de camomille
- extrait de rhatany
- extrait de myrrhe
- Extrait d'écorce de marron d'Inde



Salvia baume pour les gencives 30 ml

EAN: 4001638088060 FABRICANTE: WELEDA



- fluorure de calcium
- Sulfate de magnesium
- arômes
- limonène
- le linalol

Comment utiliser Weleda Sauge Gel ?

Pour utiliser ce gel, après le brossage des dents, il est recommandé d'appliquer environ 1 cm de gel et de masser délicatement les gencives pendant 1 minute, à l'aide de la brosse ou du bout des doigts. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas se rincer la bouche avec de l'eau après avoir utilisé le produit, car cela pourrait réduire son efficacité.

