

LAVIDERM MELANOBLOCK PEELINGPACK 30 ml

EAN: 8429007047887 FABRICANTE: LAVIGOR



Laviderm Melanoblock Peeling Pack är en oljefri depigmenterande och ljusare ansiktsbehandling med progressiv verkan baserad på glimmerkosmetogen, den mest avancerade kosmetiska vetenskapen. Laviderm melanoblock peeling pack innehåller Melanoblock Peeling gel och exfolierande borste.

DESCRIPCIÓN

Vad är Melanoblock peeling från Laviderm och vad är det till för?

Melanoblock Peeling från Laviderm är en ansiktsbehandling för att eliminera, korrigera och förebygga hudfläckar orsakade av hyperpigmentering. ger en jämnare och mer enhetlig ton till huden. Laviderm Melanoblock Peeling passar alla hudtyper. Samtidigt är Laviderm Melanoblock Peeling indikerad som en global ansiktsbelysande produkt för matt och devitaliserad hud. Speciellt indikerad efter sommarsäsongen.

Vilken sammansättning har Laviderm Melanoblock Peeling?

Laviderm Melanoblock Peeling innehåller:

- Depigmenterad peptid: acetylglycyl beta-alanin: MITF-genhämmare.
- Laktobion-, mjölk- och glykolsyror: exfolianter och cellförnyelse.
- Arbutin: Tyrosinase-deaktivator.
- Lakritsextrakt: Antioxidant och hämmare av tyrosinoxidation.
- Vattenkrasseextrakt: Tyrosinase-deaktivator.
- Biotillgängligt zink: Tyrosinasblockerare.
- Vitamin B3: hämmare av melanintransport och överföring.
- Biofermentering av chorella- och vita elupinproteiner: Optimering av melaninfördelning.

Hur används Laviderm Melanoblock Peeling?

Laviderm Melanoblock Peeling appliceras lokalt varannan dag och får verka i två till fem minuter beroende på tolerans. Ta bort med vatten eller rengöringsmjölk. Använd exfolieringsborsten en gång i veckan, under gelens arbetstid. Som en global ansiktsbelysande produkt på matt och devitaliserad hud, applicera endast en gång i veckan, skapa en enhetlig mask, under samma tid och som tolereras, med hjälp av borsten, och ta bort på samma sätt. Säkerställ hög återfuktning, samt mycket högt solskydd med Laviderm Melanoblock SPF 50+. För maximal effektivitet, utför hela behandlingen konstant under en period av minst två månader.

