

Orthomol Mental 30 kuvert

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Kosttillskott med viktiga mikronäringsämnen för hjärnan, koncentrationen och minnet.

DESCRIPCIÓN

Vad är Orthomol Mental och vad är det till för?

Orthomol mental innehåller:

- Pantotensyra som bidrar till normal intellektuell prestation.
- Omega 3-fettsyror (DHA) som bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion. Den positiva effekten etableras med ett dagligt intag av 250 mg DHA.
- Vitamin B₁, B₂, B₆, B₁₂, biotin, niacin, vitamin C och magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion.
- Zink bidrar till normal kognitiv funktion.

Vad är sammansättningen av Orthomol Mental?

Sammansättning



Orthomol Mental 30 kuvert

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Vitaminas	Por ración diaria	% VRN**
Vitamina A, que incluye de beta-caroteno	633 µg ER°	79
Vitamina D	333 µg ER°	300
Vitamina E (contiene alfa y gamma-tocoferol)	15 µg (600 UI°°)	583
Vitamina C	70 mg alfa-ET°°°	375
Vitamina B1 (Tiamina)	300 mg	727
Vitamina B2 (Riboflavina)	8 mg	571
Niacina	8 mg	219
Vitamina B6	35 mg EN*	714
Ácido fólico	10 mg	150
Vitamina B12	300 µg	360
Biotina	9 µg	200
Ácido Pantoténico	100 µg	300
18 mg		
Minerales	Por ración diaria	% VRN**
Magnesio	100 mg	27
Zinc	5 mg	50
Selenio	50 µg	91
Otros ingredientes	Por ración diaria	% VRN**
Fosfatidilserina	150 mg	***
Fosfatidilcolina	50 mg	***
Extracto de Ginkgo biloba	100 mg	***
Extracto de té verde	100 mg	***
Extracto de uva, que incluye Proantocianidinas oligoméricas (OPC)	37 mg	***
Bioflavonoides cítricos	10 mg	***
Luteína	5 mg	***
Licopeno	800 µg	***
Coenzima Q	200 µg	***
L-carnitina	5 mg	***
Ácidos grasos omega-3, que incluye:	100 mg	***
Ácido eicosapentaenoico (EPA)	480 mg	***
Ácido docosahexaenoico (DHA)	44 mg	***
	370 mg	***

°ER=Equivalentes Retinol Internacionales | °°UI=Equivalentes Alfa-Tocoferol Internacionales | °°°UI=Equivalentes Alfa-Tocoferol Internacionales
 *EN= Equivalentes Niacina | ** VRN= Valor Referencia Nutrientes
 *** Recomendación europea no disponible

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241222
<https://bio-farma.es/kopa/ff/orthomol/orthomol-mental-30-kuvert>



Orthomol Mental 30 kuvert

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Vilka är ingredienserna i Orthomol mental?

Ingredienser

Dextros, maltodextrin, **fiskolja** (4,5%), magnesiumsalter av citronsyra, gelatin (nötkreatur), **sojabönolja**, L-askorbinsyra, surgörande citronsyra, apelsinfruktpulver, **sojalecitinkoncentrat** med fosfolipider (från *Glycine max*) (1,4%), fuktighetsbevarande glycerol, gummi arabicumstabilisator, arom, L-karnitin-L-tartrat, DL-alfa-tokoferylacetat, grönt teextrakt rikt på polyfenoler (från *Camellia sinensis*), Ginkgo biloba-extrakt rikt på flavonglykosider och ginkgolider, emulgeringsmedel och diglycerider av fettsyror, nikotinamid, druvkärneextrakt rikt på polyfenoler (från *Vitis vinifera*), zinkglukonat, sötningsmedel acesulfam k, kalcium D-pantotenat, blandning av tokoferoler, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, rik på biocitriboflavin (biocitriboflavinextrakt, från *Citrus sp.*), koenzym Q10 (0,03%), järnoxidfärgämnen, betakaroten, kopparkomplex av klorofyller och klorofylliner färgämne, antioxidantextrakt rikt på tokoferoler, *Tagetes erecta*-extrakt rikt på lutein, retinylacetat, sopteroylmonoglutfierare lecitin, lykopen (från *Solanum lycopersicum*), natriumselenit, D-biotin, kolecalciferol, cyanokobalamin.



Vad är den rekommenderade dagliga dosen Orthomol mental?

Hur man använder

Ta innehållet i en dospåse (= daglig ranson) dagligen upplöst i 150 ? 200 ml stillastående vatten, tillsammans med kapslarna under eller efter en måltid.

Måste jag ta hänsyn till några varningar innan jag tar Orthomol mental?

Varningar

- Ta inte under graviditet och amning.



Orthomol Mental 30 kuvert

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



- Vid glykemiska störningar, administreras under metabola kontroller.
- Hos patienter som behandlas med ginkgo och antikoagulantia, såsom vitamin K-antagonister eller acetylsalicylsyra, kan blödningstendensen öka.

