

GINST15 Thee 30 Enveloppen (Ginseng Thee)

EAN: 8801223300852 FABRICANTE: TONGIL



Voedingssupplement op basis van oplosbare korrels van IL HWA Ginseng-extract.

DESCRIPCIÓN

Waar wordt GINST15 THEE voor gebruikt?

GINST15 TEA is Koreaanse Ginseng die bijdraagt aan de natuurlijke afweer en een goede werking van het immuunsysteem.

Draagt bij tot het behoud van een normale bloedsuikerspiegel.

Het helpt goede cognitieve prestaties te behouden en de alertheid te bevorderen.

Draagt bij aan de geheugenprestaties.

Helpt bij het onderhouden van goede seksuele relaties.

Helpt vermoeidheid tegen te gaan en bevordert de vitaliteit.

Exclusieve formulering op basis van gehydrolyseerd wortelextract van Koreaanse Ginseng IL HWA (Panax ginseng CA Meyer).

Via een gepatenteerd enzymatisch hydrolyseproces bereikt IL HWA dit exclusieve extract met een grotere biologische beschikbaarheid, 15 keer beter assimileerbaar en 4 keer sneller.

Gebruik van volwassen wortels, omdat dit het moment is waarop de wortel het optimale niveau aan actieve ingrediënten heeft.

Gebruik van volledig ongeschilde wortels, omdat bij deze peeling de secundaire wortels worden verwijderd waar de actieve ingrediënten zich bevinden.

Dit gebruik zorgt voor een evenwichtige bijdrage van actieve ingrediënten.

Exclusieve IL HWA-extractieprocedure bij lage temperatuur, lage druk en vacuüm, waardoor de actieve ingrediënten van de wortel intact blijven, inclusief de vluchtige.

Gestandaardiseerde inhoud van actieve ingrediënten, die de effectiviteit, veiligheid en kwaliteit van al



GINST15 Thee 30 Enveloppen (Ginseng Thee)

EAN: 8801223300852 FABRICANTE: TONGIL



haar producten garandeert.

Eigen teelt op Koreaanse plantages, waardoor kwaliteitsnormen worden gegarandeerd vanaf de kieming tot het eindproduct.

ACTIEVE INGREDIËNTEN / DAGELIJKSE DOSIS (1 MONSTER)

- Koreaanse Ginseng GINST15 gehydrolyseerd extract 150 mg IL HWA (Panax ginseng CA Meyer).
- Koreaans Ginseng-extract IL HWA 150 mg (Panax ginseng CA Meyer).
- Overige ingrediënten: Dextrose.

Instructies voor gebruik

Los de inhoud van 1 zakje op in warm of koud water en zoet naar smaak.

