

Artiflex Forte 15 g Caja 22 Sobres

EAN: 8436594152641 FABRICANTE: VIT.O.BEST



Fórmula sinérgica para la ayuda en las patologías articulares, recuperando el cartílago dañado y reduciendo el dolor y la inflamación. Con Fortigel® Bioactive Collagen Peptides® (GELITA), Ayuflex® (Terminalia chebula), extracto de cúrcuma BCM-95®, Boswellia serrata, BCAA y vitamina C.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve ArtiFlex Forte de Vitobest®?

ArtiFlex Forte, de **Vitobest®**, es una fórmula sinérgica de última generación con péptidos de colágeno hidrolizado (**Fortigel® Bioactive Collagen Peptides®**) (**GELITA**), **Ayuflex®** (*Terminalia chebula*), extracto de cúrcuma **BCM-95®**, *Boswellia serrata*, BCAA y vitamina C que actúan en conjunto para la ayuda en las patologías articulares, recuperando el cartílago dañado y reduciendo el dolor y la inflamación.

El colágeno la proteína mas abundante del cuerpo.

El colágeno es el componente principal del tejido conectivo y la proteína más abundante en el cuerpo (30 %).

El tejido conectivo blanco está por todas partes, aportando estructura y transfiriendo fuerza sin romperse.

Péptidos bioactivos para una máxima eficacia.

La mayoría de los suplementos de colágeno del mercado están compuestos por colágeno hidrolizado que tiene muy baja absorción, digestión lenta y molesta y poca capacidad de actuación sobre las estructuras específicas, huesos, articulaciones o músculos, teniendo una eficacia muy reducida.

ArtiFlex Forte, de **Vitobest®**, incorpora péptidos bioactivos (**Fortigel® Bioactive Collagen Peptides®**) (**GELITA**) de última generación que actúan directamente estimulando la producción y la regeneración del cartílago articular. Estos péptidos están caracterizados por un perfil de peso molecular específico, y con una probada estimulación óptima en las células específicas.

Máxima digestibilidad por su forma de péptidos helicoidales, consiguiendo una máxima absorción y biodisponibilidad.

Debido a su composición específica los péptidos bioactivos actúan en las células objetivo (hueso,



Artiflex Forte 15 g Caja 22 Sobres

EAN: 8436594152641 FABRICANTE: VIT.O.BEST



cartílago, músculos o tendones), en tres fases, frente a las dos fases de los hidrolizados comunes:

1. Estimulando la célula.
2. Traslación ARN.
3. Biosíntesis de la matriz extracelular.

No todos los suplementos de colágeno son iguales y la efectividad depende directamente de que lleguen y estimulen las estructuras y células correctas. La fórmula específica de **ArtiFlex Forte** estimula directamente los condrocitos, contribuyendo a regenerar y mantener la matriz del cartílago articular.

La fórmula reforzada de **ArtiFlex Forte** actúa sinérgicamente, ayudando a reducir el dolor y la inflamación articular. La acción combinada de todos sus componentes contribuye a recuperar el cartílago dañado y es útil como preventivo de patologías articulares.

- **Fortigel®**: péptidos bioactivos de máxima biodisponibilidad y eficacia que estimulan de manera directa y específica los condrocitos para producir colágeno, y restituir el cartílago dañado.
- **Ayuflex®**: potente antiinflamatorio natural que actúa inhibiendo las enzimas inhibitoras de la inflamación COX-1, COX-2 y 5-LOX, las cuales están relacionadas con el dolor y procesos inflamatorios articulares. Ayuda a reducir la inflamación, mejorar la recuperación (actuando como analgésico, avalado por estudios clínicos) y mejorando la función articular.
- **BCM-95®**: extracto de cúrcuma de alta biodisponibilidad que contribuye a reducir la inflamación.
- **Boswelia serrata**: potente antiinflamatorio natural.
- **BCAA**: ayudan a mejorar la producción y la fijación del cartílago articular por los condrocitos.
- **Vitamina C**: ayuda a mejorar la fijación del colágeno.

Beneficios de ArtiFlex Forte de Vitobest®:

- Mayor aumento de la fijación del colágeno articular.
- BCAA que ayudan a aumentar la señalización la efectividad y el transporte.
- Potente efecto antiinflamatorio que ayuda a mejorar la homeostasis articular y a hacer más efectiva la fijación de colágeno.
- Actúa en la raíz del problema.
- Regenera el cartílago articular.
- Preserva una óptima movilidad articular.
- Contribuye a la reducción del dolor y la inflamación articular.
- Sabor muy agradable y efectividad con dosis más bajas.



Artiflex Forte 15 g Caja 22 Sobres

EAN: 8436594152641

FABRICANTE: VIT.O.BEST



- Presentación en sobres que facilitan el transporte y la toma.

Estudios científicos avalan la eficacia de **ArtiFlex Forte**, en la prevención y tratamiento de patologías relacionadas con el cartílago articular, mejorando la movilidad, reduciendo el dolor y recuperando el cartílago.

¿Cuál es la composición de ArtiFlex Forte de Vitobest®?

Ingredientes: Fortigel® Bioactive Collagen Peptides® (GELITA): péptidos de colágeno hidrolizado, aislado de proteína de suero de leche (Lacprodan® WPI 90) (Arla®) (Arla®) (**leche y soja**), L-Leucina (Ajinomoto®), aroma: naranja, L-Isoleucina (Ajinomoto®), L-Valina (Ajinomoto®), acidulante: ácido cítrico anhidro, ácido ascórbico (vitamina C), BCM-95® (Curcugreen®): extracto seco y oleoresina de rizoma de cúrcuma (*Curcuma longa*), extracto seco de resina de boswellia (*Boswellia serrata*), Ayuflex®: extracto seco de fruto de *Terminalia chebula*, fibra de cítricos, zumo de limón en polvo, cloruro sódico y edulcorante: sucralosa.

Composición

por 15 g



Artiflex Forte 15 g Caja 22 Sobres

EAN: 8436594152641

FABRICANTE: VIT.O.BEST



Tendoforte® Bioactive Collagen Peptides®

Péptidos de colágeno hidrolizado 5 g

Aislado de proteína de suero de leche (Lacprodan® WPI 90) (Arla®) 3,9 g

L-Leucina (Ajinomoto®) 1 g

L-Isoleucina (Ajinomoto®) 600 mg

L-Valina (Ajinomoto®) 600 mg

Vitamina C *(625 %) 500 mg

BCM-95® (CURCUGREEN®)

Ext. seco y oleorresina de rizoma de cúrcuma (*Curcuma longa*)

95 % Curcuminoides complex 500 mg

Ext. seco de resina de boswellia (*Boswellia serrata*)

65 % ácido boswélico 500 mg

Ayuflex®: ext. seco de fruto de *Terminalia chebula* 250 mg

*% Valor de Referencia de Nutrientes (VRN)

¿Cuál es la dosis diaria recomendada de Artiflex Forte de Vitobest®?

MODO DE EMPLEO: Verter 15 g en 200 ml de agua, tomar una vez al día.

