

Recambio Hilo Dental 2 uds. Yaweco 2uds x 25

EAN: 4280001065277 **FABRICANTE:** YAWECO



Recambio de hilo dental. Hilo dental de seda natural.

DESCRIPCIÓN

Recambio de 2 rollos de hilo dental natural para el estuche de hilo dental de Yaweco (referencia Y110010).

Hilo dental con seda 100% natural, sin ingredientes sintéticos.

Ayuda a limpiar en profundidad el espacio interdental eliminando la placa sin dañar las encías.

Hilo y envase biodegradables. 25 metros cada recambio.

Sobre la composición del Hilo dental natural recambio 2 rollos

- Seda natural: material suave y altamente eficaz gracias a su porosidad.
- Recubierto con cera de abeja: facilita la aplicación del hilo dental entre las piezas bucales. Limpieza interdental excelente.

¿Cómo usar el Hilo dental natural recambio 2 rollos?

Cómo rellenar el dispensador:

Una vez terminado el hilo dental, abrir el dispensador separando la parte superior de la inferior. Las dos partes están encajadas pero se pueden separar fácilmente ejerciendo un poco de presión.

Extraer un rollo del paquete de recambio.

En la parte inferior del dispensador se encuentra el carrete del hilo que se ha terminado. Retirarlo, el rollo nuevo tiene su propio carrete.

Introducir el nuevo carrete y guiar el hilo tal y como se indica en el paquete de recambio. Pasar el extremo del hilo por la muesca situada a la izquierda de la cuchilla y alrededor de ésta. Cerrar el dispensador presionando la parte superior sobre la inferior.



Recambio Hilo Dental 2 uds. Yaweco 2uds x 25

EAN: 4280001065277 **FABRICANTE:** YAWECO



Asegurarse de que coinciden las dos superficies aplanadas de la parte superior e inferior para poder girar el dispensador y abrir o cerrar la salida del hilo y la cuchilla.

Si las dos superficies no coinciden exactamente, volver a abrir el dispensador, reajustarlo y cerrarlo de nuevo.

